


PURLASTIC System-Schaumstoffunterlage

zur Lagerung und Dekubitusprophylaxe von besonders immunsuprimierten Patienten,
z.B. Brandverletzten



- 12 cm hohe Schaumstoffunterlage aus zwei ineinander gefügten Platten mit diagonal-lamellenartigen, 45° abgewinkelten Konturschnitten
- ergänzt um zwei einfache, 1,8 cm hohe Schaumstoffplatten

Material

Schaumstoffkern

LP.HA1

- Polyätherschaum – Raumgewicht 20 / Stauchhärte 2,8 kPa

ohne Bezug

Ausstattung und Verarbeitung

- entsprechend MPG (CE-Kennzeichen) und Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1 (für den direkten Hautkontakt mit Babys geeignet)
- 3-teilig
 - eine 12 cm hohe Platte mit innen liegendem, hohem Lamellenschnitt
 - zwei 1,8 cm hohe Schaumstoffplatten
- keimarm, gesamte Einheit außerdem keimarm im Folienbeutel rollkomprimiert
 - mehr im Gutachten zur Umgebungsuntersuchung unserer Schaumstoffplatten

PURLASTIC System-Schaumstoffunterlage

Beispiel – andere Abmessungen und Ausstattungen in Absprache möglich

Art.-Nr.	Abmessungen Schaumstoffkern	Material	Raumgewicht / Stauchhärte
LP.HA1-3	198 x 90 x 12 cm (1 Stück) + 198 x 90 x 1,8 cm (2 Stück)	Polyätherschaum	20 / 2,8 kPa

Die Lieferung erfolgt staubfrei verpackt in PE-Folie und, falls erforderlich, einem zusätzlichen Karton, frei Haus. Sondergrößen und -höhen sowie Zuschnitte, auch mit anderen Raumgewichten und Stauchhärten, sind in Absprache möglich.