

PURLASTIC Schaumstoffplatten

zur Polsterung von Beinschienen und Gipsverbänden

als Matten zur Lagerung von besonders immunsuprimierten Patienten, z.B. Brandverletzten



- auch zum postoperativen Wund- und Transplantatabschluss
- als Unterlage bei der feuchten Wundbehandlung
- können individuell, beim Patienten zugeschnitten und angepasst werden

Material

Schaumstoffkern

LP.PS1

- Polyätherschaum – Raumgewicht 20 / Stauchhärte 2,8 kPa

LP.PS2

- Polyätherschaum – Raumgewicht 30 / Stauchhärte 4,5 kPa

LP.PS3

- Polyätherschaum – Raumgewicht 40 / Stauchhärte 2,9 kPa

LP.PS4

- Polyätherschaum – Raumgewicht 40 / Stauchhärte 4,5 kPa

LP.PS5

- Polyätherschaum – Raumgewicht 40 / Stauchhärte 5,5 kPa

ohne Bezug

Ausstattung und Verarbeitung

- entsprechend MPG (CE-Kennzeichen) und Öko-TEX Standard 100, Produktklasse 1
(für den direkten Hautkontakt mit Babys geeignet)
- keimarm, gesamte Einheit außerdem keimarm im Folienbeutel rollkomprimiert
 - mehr im Gutachten zur Umgebungsuntersuchung unserer Schaumstoffplatten

PURLASTIC Schaumstoffplatten

Beispiele – andere Abmessungen und Ausstattungen in Absprache möglich

Art.-Nr.	Abmessungen Schaumstoffkern	Material	Raumgewicht / Stauchhärte
LP.PS2-S3 (7 Stück)	195 x 80 x 1,8 cm	Polyätherschaum	30 / 4,5 kPa
LP.PS2-S4 (2 Stück)	195 x 90 x 5 cm	Polyätherschaum	30 / 4,5 kPa

Die Lieferung erfolgt staubfrei verpackt in PE-Folie und, falls erforderlich, einem zusätzlichen Karton, frei Haus. Sondergrößen und -höhen sowie Zuschnitte, auch mit anderen Raumgewichten und Stauchhärten, sind in Absprache möglich.